

D

Arbeitsplattenmodul vibrationsgedämpft



VORSICHT - Betriebsanleitung beachten!

Der Einbau von Zubehör sowie das Nachrüsten von Gerätekomponenten dürfen nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Betriebsanleitung durchgeführt werden..

Arbeitsplattenmodul installieren

Das vibrationsgedämpfte Arbeitsplattenmodul besteht aus:

- einem Arbeitsplatten-Segment mit Ausschnitt [2]
- der Steinplatte [3]
- dem verstärktem Rahmen [4]
- 4 Gummilager [6]

Das vibrationsgedämpfte Arbeitsplattenmodul wird anstelle von einem Standard-Arbeitsplatten-Segment [1] an einer beliebigen Position im Nutzraum eingesetzt.

1. An der gewünschten Einbauposition im Nutzraum ein Arbeitsplatten-Segment [1] herausnehmen.
2. Die 4 Gummilager [6] in die Bohrungen [5] der Arbeitsplatte des Verstärkungsrahmen setzen.
3. Rahmen [4] des Arbeitsplatten-Segmentes zuerst unter den Luftschacht an der Rückwand des Nutzraumes schieben, dann an der vorderen Auflage auflegen. Sicherstellen, dass das Arbeitsplatten-Segment vibrationsfrei auf den Auflagepunkten aufliegt.
4. Steinplatte [3] mittig in die Vertiefung des Rahmens [4] einsetzen.
5. Das Arbeitsplatten-Segment mit dem Ausschnitt [7] über die Steinplatte setzen.

