

E
Módulo de bandeja de trabajo antivibratorio


PRECAUCIÓN: ¡Obsérvense las instrucciones de servicio!

Tanto la instalación de accesorios como la ampliación del equipo incorporando componentes adicionales deberá efectuarse de acuerdo a las pautas facilitadas en las instrucciones de servicio.

Como instalar el módulo de bandeja de trabajo

El módulo de bandeja de trabajo antivibratorio consta des

- Un segmento de bandeja de trabajo con escotadura [2]
- Una losa de piedra [3]
- Un marco reforzado [4]
- 4 soportes de goma [6]

El módulo de bandeja de trabajo antivibratorio puede colocarse en cualquier posición deseada dentro del espacio útil, empleándose en lugar de un segmento de bandeja de trabajo estándar [1].

1. En la posición de montaje deseada dentro del espacio útil, extraer un segmento de bandeja de trabajo [1].
2. Introducir los soportes de goma [6] en los taladros [5] de la bandeja de trabajo del marco de refuerzo.
3. Insertar el marco [4] del segmento de bandeja de trabajo primero por debajo del conducto de aire situado en el panel posterior del espacio útil, y después situarlo sobre la base de apoyo anterior. Asegurarse de que el segmento de bandeja de trabajo se asiente sobre los puntos de apoyo en una posición libre de vibraciones.
4. Introducir la losa de piedra [3] de forma centrada dentro de la cavidad del marco [4].
5. Colocar el segmento de bandeja de trabajo con la escotadura [7] sobre la losa de piedra.

